

ASPIRACIÓN VTX DIGITAL

REF: 001188-IZ

DESCRIPCIÓN

Aspiración para laboratorio dental con control digital. Sistema de sincronización de alta sensibilidad y posibilidad de utilización manual. 4 niveles de potencia de aspirado.

Sistema de filtración de 3 etapas: bolsa de microfibra, filtro de cartucho tipo M y filtro HEPA. Monitoreado del estado del filtro y botón de limpieza del filtro en el panel digital.

Bolsa de fácil cambio y gran capacidad, 6,5 litros. Motor de 900 W de potencia.



INFORMACIÓN TÉCNICA

ALTO	480 mm
ANCHO	240 mm
FONDO	310 mm
SONORIDAD	63 db
POTENCIA	900 w
TENSIÓN	230V 50 Hz
PESO	12 kg