

HORNO PRECALENTAMIENTO 50 PROGRAMAS H-RS50

REF: 000169-IZ

DESCRIPCIÓN

El horno de precalentamiento de cilindros H-RS50 nos permite programar hasta 50 programas controlados con microprocesador. Es posible programar 3 etapas de subida y una de bajada, controladas cada una en tiempo, temperatura y velocidad de subida en grados por minuto. Además el microprocesador nos permite programar un tiempo de espera automático para el inicio del tratamiento.

El horno también cuenta con avisador acústico de fin de programa, sistema de detección de puerta abierta y aviso de rotura de termopar.

La mufla está fabricada en acero inoxidable para soportar con éxito las altas temperaturas, la fibra de cerámica en su interior garantiza una larga vida útil de la cámara.

El interior de la cámara tiene una capacidad de 4,5 litros, lo que permite introducir de 4 a 6 cilindros de ø80 mm.



INFORMACIÓN TÉCNICA

ALTO	470 mm
ANCHO	310 mm
FONDO	480 mm
POTENCIA	2.500 w
TEMPERATURA MAX.	1.100 °
MEDIDAS CAMARA	120x150x260 mm
PESO	27 kg