

## MARTILLO NEUMÁTICO RZ

REF: 000721-IZ

### DESCRIPCIÓN

Martillo neumático para eliminar y trabajar rápidamente escayola, revestimientos de fundido, para separar placas de los articuladores, abrir muflas, etc.

Construido completamente en acero inoxidable con un avanzado tratamiento anti-desgaste de la superficie de los componentes en movimiento. Alta calidad y precisión mecánica y vibración de alta velocidad con recorrido corto de escalpelo (micropunción). Diseño ergonómico anti-deslizante con aros de goma y cambio rápido de punta sin herramientas. Funciona con una presión de aire de 2 a 6 bares.



Juego de puntas.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

LARGO	145 mm
TUBO CONEXIÓN	6 mm
PRESION DE TRABAJO	2 - 6 bar
PESO	200 gr