

## MEXCLADORA MX4

REF: 000703IZ

### DESCRIPCIÓN

Mezcladora para todo tipo de yeso, revestimiento, silicona. Está equipada con un motor reductor silencioso, con bomba de vacío que funciona en seco y temporizador electrónico con pantalla luminosa y zumbador avisador de parada. Se suministra con un vaso de 500 cc. de espas metálicas.

Se coloca colgada en la pared y también está disponible como accesorio opcional en soporte para colocación en mesa. Así mismo existen vasos de varias medidas: 200 cc, 500 cc, 1.000 cc, 2.000 cc y taza específica para alginato de 200 cc.

Vasos mezcladores con espas metálicas.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

ALTO	300 mm - 615 mm
ANCHO	160 mm
FONDO	220 mm
POTENCIA	140 w / 400 rpm
TENSIÓN	230V 50 Hz
PESO	8,5 kg - 10 kg



Pie de sobremesa opcional.