

MICROMOTOR 45.000 RPM

REF: 001924-IZ

DESCRIPCIÓN

Equipo de micromotor de escobillas con pieza de mano de 45.000 RPM. Su diseño es compacto y ergonómico con posibilidad de giro derecha-izquierda.

Cuenta con un sistema automático de protección ante sobrecarga y pedal de encendido y apagado.

- Ajuste de velocidad de 0 - 45.000 RPM.
- Torque 4.0 N.mc.
- Potencia 65 W.

Es un micromotor para uso ocasional o de apoyo. No siendo recomendable para trabajos con metal.



INFORMACIÓN TÉCNICA

ALTO	80 mm
ANCHO	130 mm
FONDO	160 mm
POTENCIA	65 w
R.P.M. máxima	45.000 rpm
TORQUE	4.0 N.cm
TENSIÓN	230V 50 Hz
PESO	2,3 kg
PESO PIEZA DE MANO	200 gr

Pieza de mano de 45.000 rpm.

