

Micromotor INDUCCIÓN M-50

50.000 rpm

REF: 002300-IZ



DESCRIPCIÓN

Equipo de micromotor de inducción, sin escobillas, con pieza de mano de 50.000 rpm. El diseño de la pieza de mano es compacto y ergonómico con posibilidad de giro derecha-izquierda.

Pieza de mano fuerte de 50.000 rpm y con un torque de 8,0 N.cm.

Cuenta con un sistema automático de protección ante sobrecarga y pedal de encendido y apagado con regulado progresivo de velocidad según la pisada.

- Ajuste de velocidad de 0 - 50.000 RPM.
- Torque 8.0 N.mc.
- Potencia 180 W.

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
I-ZOP DENTAL

INFORMACIÓN TÉCNICA

ALTO	80 mm
ANCHO	190 mm
FONDO	200 mm
POTENCIA	180 w
R.P.M. máxima	50.000 rpm
TORQUE	8.0 N.cm
TENSIÓN	230V 50 Hz
PESO	3,5 kg
PESO PIEZA DE MANO	240 gr

Pieza de mano de 50.000 rpm.
Torque 8.0 N.cm

