

# OLLA POLIMERIZADORA NEUMÁTICA

REF: 001405-IZ

## DESCRIPCIÓN

**OLLA NEUMÁTICA POLIMERIZADORA** para la polimerización en frío o en caliente de resinas y otros componentes del sector dental.

Fabricada en acero inoxidable y con capacidad de 6 litros.

Cuenta con 2 válvulas de seguridad que actúan cuando la presión supera 3 bar.

Entrada para conexión de aire a presión con llave de apertura y cierre.



## INFORMACIÓN TÉCNICA

ALTO	250 mm
ANCHO	240 mm
FONDO	430 mm
PRESIÓN MAX.	2,5 bar
CAPACIDAD	6 litros
PESO	2,5 kg