

# PULIDOR ELECTROLÍTICO B-300

REF: 000016-IZ

## DESCRIPCIÓN

El pulidor electrolítico B-300 se caracteriza por su diseño compacto y su cuba con capacidad de 2 litros.

Gracias a su selector de potencia de 2 niveles y su amperímetro, podemos controlar de forma fácil y eficaz el proceso de pulido.

Además incluye un temporizador digital para seleccionar el tiempo de trabajo y una lámpara visual de funcionamiento.



Cuba con diámetro de Ø 160 mm, altura de 150 mm y capacidad de 2 litros.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

ALTO x ANCHO x LARGO	130 x 215 x 285 mm
TENSIÓN DE SALIDA	7.5-15 V DC
POTENCIA	400 w
TENSIÓN	230V 50 Hz
TEMPORIZADOR	0 - 99 minutos
CAPACIDAD CUBA	2 litros
PESO	6 kg